

PAJUNK®

EcoHF-Grip

Minimal Invasive Surgery



Lietošanas instrukcija

Īpašs paziņojums



Lūdzu, rūpīgi izlasiet šo informāciju un lietošanas norādījumus!



Izstrādājumu drīkst lietot tikai kvalificēts medicīniskais personāls saskaņā ar šo lietošanas instrukciju.

PAJUNK® neiesaka nekādu īpašu ārstēšanas metodi. Profesionālais medicīnas personāls ir atbildīgs par ierīces lietošanas veidu un par pacientu izvēli.

Papildus šai lietošanas instrukcijai ir jāievēro arī svarīga informācija, kas izklāstīta attiecīgajā speciālajā literatūrā, kā arī jaunākās tehnoloģijas un pašreizējās zināšanas.

Neievērojot lietošanas instrukciju, tiks anulēta garantija un apdraudēta pacienta drošība.

Lietojot kombinācijā ar citiem izstrādājumiem, ir jāņem vērā to lietošanas instrukcijas un savietojamības informācija. Par lēmumu kombinēti lietot dažādu ražotāju ierīces (ja tās nav ārstēšanas iekārtas) ir atbildīgs lietotājs.



Ierīci nedrīkst lietot, ja ir pamatoti iemesli aizdomām par nepilnībām, bojājumiem vai sterilitāti.

Izstrādājuma apraksts/ savietojamība

EcoHF-Grip ir vairākkārt izmantojams rokturis ar HF pieslēgumu bez uzlikas. Sērija 2002 ir izstrādāta darbam ar Ø 5 mm troakāra čaulām.

Pieejamie varianti:



2002-00-00 rokturis ar HF pieslēgumu bez uzlikas, 340 mm

2002-00-01 rokturis ar HF pieslēgumu bez uzlikas, 440 mm



Izstrādājumu numurus un šīs lietošanas instrukcijas darbības jomu, lūdzu, skatiet pašreizējā atbilstības deklarācijā.

Elektrodus HF ķirurģijā atļauts izmantot tikai ar HF ģeneratoriem, kuru HF sprieguma nominālā frekvence ir diapazonā no 300 kHz līdz 1 MHz. Zemāka frekvence var kairināt nervus un tādējādi izraisīt nekontrolētu muskuļu raustīšanos. Augstākā frekvencē nevar garantēt lietotāja/pacienta drošību, jo (apmēram pie 4 MHz, kā ierasts RF ģeneratoriem) var sakarst izolācija, tādējādi savukārt nav nodrošināta izturība pret spriegumu.



Maksimālais atļautais darba spriegums ir 1,5 kVp (3000 Vss).



Ievērojiet HF ģenerators lietošanas instrukciju.

Izmantojiet tikai PAJUNK® sērijas 2002-00-xx elektrodu uzlikas.

Izmantojiet tikai tādus neitrālos elektrodus, kurus var pārraudzīt un kuri ir saderīgi ar ģeneratoru un pārraudzības monitoru. Informācija par savietojamību atrodama attiecīgā ģenerators vai pārraudzības monitora lietošanas instrukcijā. Izstrādājumus atļauts izmantot tikai tad, ja atbilstoši vadlīnijām piestiprināts neitrālais elektrods.

Izmantojiet tikai tādus HF kabeļus, kuri ir saderīgi ar ģeneratoru un elektrodu. Informācija par savietojamību atrodama attiecīgā ģenerators vai kabeļa lietošanas instrukcijā. PAJUNK[®] iesaka izmantot tikai HF kabeļus ar artikula numuriem 1299-00-xx. Citi kabeļi var radīt atteices pazīmes, jo nav ievēroti izolācijas attālumi.

Izstrādājuma dzīves cikls

Izstrādājuma dzīves cikla beigas ir atkarīgas no nodiluma, bojājumiem un lietošanas, kā arī rūpīgas apiešanās un piemērotas uzglabāšanas.

Pēc 200 sagatavošanas cikliem ražotājam ir jāveic instrumenta detalizēta pārbaude. Ja izstrādājums tiek lietots pēc dzīves cikla beigām, garantija zaudē spēku un tiek apdraudēta pacientu drošība. Veicot izstrādājuma modifikācijas/manipulācijas (piem., trešo personu veikts remonts), garantija zaudē spēku un tiek apdraudēta pacientu drošība.

Paredzētais lietojums

Augstsprieguma maiņstrāvas izmantošana mīksto audu monopolārai griešanai, koagulēšanai, ablācijai.


Indikācijas

Minimāli invazīvas procedūras.

Kontrindikācijas

Relatīvi: aknu ciroze, iepriekšēja aknu rezekcija, portālā hipertensija, titāna implantī, dezinfekcija ar alkoholu/ķirurģijas spirtu, implantētas elektroniskas ierīces (piem., elektrokardiostimulatori, ventrikulārās atbalsta sistēmas, neirostimulatori: darbības traucējumi!), ķermeņa pīrsings

Absolūti: fulgurācija, trūkst pamata zināšanu (lietotājam), nav zināšanu vai netiek ievēroti parastie drošības pasākumi


 *Nekādā gadījumā nelietojiet izstrādājumu, ja ir zināma materiālu nepanesamība un/vai mijiedarbība!*


Komplikācijas

Pēcablācijas sindroms, nesekmīga terapija, infekcijas, asiņošana, vaskulāras komplikācijas, pneimotorakss, asiņošana no lielās papillas, neitrālo elektrodu radīti apdegumi, akūta aknu funkciju mazspēja, audzēja šūnu izplatīšanās, ievainojumi noplūdes strāvas dēļ, orgānu perforācija, pacientu morbiditāte un mirstība, iekšējo vēdera audu un orgānu apdegumi, termiskie bojājumi,

iekārtu aprīkojuma nepareizs lietojums, ablācijas zonas nepareizs novērtējums, koagulācijas robežas nepareizs novērtējums, spēcīgi strāvas triecieni, ugunsgrēks operācijas zālē, dūmu ieelpošana, gēnu mutācijas, apdegumi citās vietās, apdegumi kapacitīvu savienojumu dēļ



Alerģiskas reakcijas (Ni)

 *Lietotājam ir pacientiem jāpaskaidro ar procedūru saistītās komplikācijas.*

 *Ja izstrādājuma lietošanas laikā rodas komplikācijas, rīkojieties saskaņā ar jūsu organizācijas protokoliem. Ja tādējādi neizdodas novērst komplikācijas vai tās tiek uzskatītas par smagām vai neārstējamām, piesardzīgi pārtrauciet procedūru un izņemiet izstrādājuma invazīvās daļas no pacienta.*


Brīdinājuma norādes

 *atkārtoti izmantojamam izstrādājumam:*

1.  *Lūdzu, nodrošiniet, lai pirms pirmās lietošanas reizes visi nesterilie izstrādājumi tiktu tīrīti un sterilizēti!*
2.  *Ja instruments ir piesārņots, vienmēr apstrādājiet to tūlīt pēc lietošanas (skatiet instrukciju par sagatavošanu pirms mehāniskas tīrīšanas)!*
3. Lūdzu, pirms katras lietošanas ierīcei veiciet vizuālu un funkcionālu pārbaudi. Pārbaudiet elektroda caurplūdi no elektroda gala līdz HF pieslēgumam, izmantojot caurplūdes testerī.
4. Atlasiet bojātus vai defektīvus instrumentus un nomainiet tos.

 *lietošanas laikā:*

1. Veicot procedūru korpulentiem pacientiem un bērniem, pievērsiet īpašu uzmanību tam, lai tiktu izmantots piemērota izmēra izstrādājums (diametrs, garums).
2. Ņemiet vērā, ka turpmākā tāda paša veida izstrādājuma lietošana arī pēc tā maiņas ir jānovērtē kumulatīvi saskaņā ar likumdošanu par medicīnas izstrādājumiem.
3. Ir absolūti nepieciešams ievērot labu klīnisko praksi un piesardzības pasākumus. Dziļas brūču infekcijas ir nopietnas pēcmanipulāciju komplikācijas, kuru novēršanai ir nepieciešama liela apjoma ķirurģiskā iejaukšanās.
4. Uzmanīgi bīdīet instrumentu caur troakāra čaulu. Šādi iespējams novērst bojājumus distālajā darba zonā.

 *kombinācijā ar elektrisko strāvu:*



1. Jāievēro piesardzība, ja izstrādājumu HF ķirurģijā lieto pacientiem ar iekšējiem vai ārējiem elektrokardiod simulatoriem vai citiem aktīviem implan-
tiem. Interference, ko rada elektriskas ķirurģijas ierīces, var izraisīt iekārtu, piem., kardiostimulatoru, asinhronu darbību vai pat pilnībā bloķēt tos. Ja elektriskas ķirurģijas ierīces paredzēts lietot pacientiem ar kardiostimula-





- toriem, jautājiet informāciju ražotājam vai slimnīcas kardioloģijas nodaļai.
2. Deaktivējiet HF ģenerators automātiskās ieslēgšanas režīmu.
 3. Medicīnas ierīces nedrīkst lietot tiešā citu ierīču tuvumā vai virs tām; ja no šāda lietojuma nevar izvairīties, tad jāveic medicīnas ierīču normālas darbības pārbaude tādā konfigurācijā, kādā tās plānots izmantot.
 4. HF ķirurģijas ierīces var ietekmēt procedūrā izmantoto monitoru darbību. Attiecīgie elektrodi ir jānovieto pēc iespējas tālāk no apstrādājamās zonas.
 5. Izmantojiet instrumentu tikai tad, ja nominālais spriegums, kas norādīts instrumentam, ir vienāds ar HF ģenerators maksimālo izejas spriegumu vai lielāks par to.
 6. Aktivētā instrumenta darba uzgali vienmēr turiet lietotāja redzes laukā un pirms HF ierīces ieslēgšanas pārlicinieties, ka instrumenta darba uzgalis nepieskaras nekādiem vadošiem piederumiem vai vadošiem šķidrumiem.
 7. Ņemiet vērā summāros riskus, ko rada noplūdes strāvas, ja vairākas atsevišķas ierīces ir savstarpēji savienotas. Tas palielina audu bojājumu riska iespējamību.
 8. Elektrodu vadītspējīgās daļas un ar tām sasaistītie daļu savienotāji (ieskaitot neitrālos elektrodus) nedrīkst nonākt kontaktā ar citām vadītspējīgām daļām (ieskaitot zemējumu).
 9. Ja endoskopisko procedūru laikā nav iespējams izvairīties no kontakta ar aktīviem instrumentiem, izmantojiet izolētus piederumus. Lai izvairītos no īsslēguma, ieturiet pietiekamu attālumu.
 10. Attiecīgajai indikācijai izmantojiet iespējami zemāko izejas jaudu.
 11. Regulāri pārbaudiet piederumus, it īpaši strāvu vadošās daļas un endoskopiskos piederumus.
 12. Drošības apsvērumu dēļ izvairieties, ka ieslēgtie pievadi nonāk kontaktā ar pacientu.

 *citas brīdinājuma norādes:*

1. Ja tiek lietoti vairāki komponenti, pirms to lietošanas iepazīstieties ar to darbības principiem, pārbaudot savienojumus un kanālus.
2. Izstrādājuma lietošanas un utilizācijas laikā ievērojiet vispārīgos piesardzības pasākumus attiecībā uz rīkošanos ar asinīm un ķermeņa šķidrumiem, jo saskare ar asinīs pārnēsātiem patogēniem rada risku.

Montāža/ demontāža


Demontāža:	
	1. Noskrūvējiet vienreizlietojamo elektrodu uzliku no vairākkārt lietojamā roktura, griežot pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam. Instruments ir pilnībā sadalīts daļās.
	ⓘ Utilizējiet vienreizlietojamo elektrodu uzliku atbilstoši norādēm. Veiciet roktura atkārtotu sagatavošanu saskaņā ar sagatavošanas norādēm.


Montāža:	
	
Vienreizlietojama elektrodu uzlika	Vairākkārt lietojams rokturis
	1. Uzskrūvējiet vienreizlietojamo elektrodu uzliku uz vairākkārt lietojamā roktura, griežot pulksteņrādītāju kustības virzienā.
	2. Elektrodu uzlikai ir jābūt pilnībā uzmontētai. Vītnes metāls nedrīkst būt redzams. Starp elektrodu uzliku un rokturi nedrīkst būt sprauga, jo tas var pasliktināt elektriskā savienojuma kvalitāti un apdraudēt elektrodrošību. Pārbaudiet elektrodu uzlikas un roktura saderību. Uzlikai jābūt cieši uzskrūvētai.
	Pilnībā samontēts rokturis un elektrodu uzlika

Sagatavošana

Vispārīgas norādes

- ⓘ Strādājot ar piesārņotiem instrumentiem, ņemiet vērā arodbiedrības un līdzīgu organizāciju norādes par personu aizsardzību. Lietojiet piemērotus aizsardzības līdzekļus un nodrošiniet pietiekamu imunizāciju.
- ⚠ Inficēšanās risks: Ja instrumenti netiek pienācīgi sagatavoti, pacienti, lietotāji un trešās personas tiek pakļautas inficēšanās riskam un var tikt ietekmēta instrumenta darbība.
- ⚠ Ja ir aizdomas par Kreicfelda-Jakoba slimību vai citu prionu izraisītu slimību, vai tāda ir konstatēta, instruments pēc vienreizējas lietošanas ir jāutilizē saskaņā ar valstī spēkā esošajiem normatīviem.
- ⓘ Jebkurā gadījumā jāpievērš uzmanība procedūrām, ierīcēm un iekārtām, ko validējis lietotājs/operators/centrālā sterilizācijas iestāde, un jāpārbauda to saderība ar šeit minētajām prasībām.

 *Jaucot un izmantojot šķīdumus, jāņem vērā ražotāja norādes par koncentrāciju un iedarbības laiku. Neievērojot norādes, var bojāt instrumentu.*

 *Papildu informācija par instrumentu sagatavošanu atrodama www.a-k-i.org*

Pirmā apstrāde lietošanas vietā

Ja instruments ir netīrs, tas vienmēr ir jānotīra uzreiz pēc lietošanas.

Lai izvairītos no tā, ka materiāls sakalst un pielīp pie instrumenta, lieli netīrumi, koroziīvi šķīdumi un medikamenti jānoslauka vai jānoskalo uzreiz pēc medikamentu lietošanas (sausā utilizācija).

Transportēšana

Transportējot uz sagatavošanu, izmantojiet piemērotas tvertnes, lai izslēgtu trešo personu apdraudējumu vai inficēšanu.

Ciktāl iespējams, jādod priekšroka sausajai utilizācijai. Jāizvairās no ilgām glabāšanas laikiem.

Sagatavošana pirms mehāniskas tīrīšanas

Piesārņoti instrumenti jāsgatavo uzreiz pēc lietošanas. Ja runa ir par izstrādājumu, kas sastāv no vairākām daļām, tas jāsadala detaļās (skatiet nodaļu par demontāžu).

Virsmu iepriekšēja tīrīšana:


Izmantojot suku (ne metāla suku) vai švammi, zem tekoša auksta ūdens (<40 °C, dzeramā ūdens kvalitātē) noņemiet no instrumenta virsmas redzamus vai lielus netīrumus.

Dobumu iepriekšēja tīrīšana:

Izmantojot piemērotu suku (ne metāla suku), zem tekoša auksta ūdens (<40 °C) iztīriet instrumenta darba kanālus un dobumus. Izskalojiet atveres, spraugas, dobumus apmēram 10 sekundes ar ūdens pistoli un skalošanas uzgali.

Manuāla tīrīšana / manuālā dezinfekcija

Manuāla dezinfekcija nav nepieciešama.

 *Brīdinājums: tikai manuāla tīrīšana nav atļauta. Pēc manuālas iepriekšējās tīrīšanas obligāti jāveic mehāniska tīrīšana un dezinfekcija.*

Mehāniska tīrīšana un dezinfekcija

Notīriet un dezinficējiet instrumentus piemērotā tīrīšanas un dezinfekcijas ierīcē. Termiski stabilus instrumentus tīriet ar programmu Vario TD.

PAJUNK® ir validējis un atļāvis šādu tīrīšanas un dezinfekcijas procedūru atbilstoši DIN EN ISO 17664 un DIN EN ISO 15883:

- Vario TD ar šādiem procesa parametriem:
 - 1 minūte iepriekšēja tīrīšana ar aukstu krāna ūdeni dzeramā ūdens kvalitātē <40 °C
 - Iztukšošana
 - 3 minūšu iepriekšēja tīrīšana ar aukstu krāna ūdeni dzeramā ūdens kvalitātē <40 °C
 - Iztukšošana

Izmantojot Neodisher® Mediclean forte:

- 10 minūšu tīrīšana 55 (+5/-1) °C, dozēšana atbilstoši tālāk minētajai tabulai un demineralizētam ūdenim

Izmantojot Neodisher® MediZym:


- 10 minūšu tīrīšana 45 (+5/-1) °C, dozēšana atbilstoši tālāk minētajai tabulai un demineralizētam ūdenim
- Iztukšošana
- 3 minūšu skalošana ar demineralizētu ūdeni (<40 °C)
- Iztukšošana
- 2 minūšu skalošana ar demineralizētu ūdeni (<40 °C)
- Iztukšošana
- 5 minūšu termiska dezinfekcija 93 (± 2) °C (A0 vērtība 3000) un demineralizēts ūdens
- Iztukšošana
- 30 minūšu atomātiska žāvēšana ar karsto gaisu >60 °C (skalošanas telpā)

Ķīmikālija	Ražotājs	Kategorija	pH vērtība	Dozēšana
Neodisher Mediclean forte	Dr. Weigert	sārmains tīrīšanas līdzeklis	10,4 - 10,8*	0,5 % (5 ml/l)
Neodisher MediZym	Dr. Weigert	tīrītājs ar enzīmiem	7,6 - 7,7 *	0,5 % (5 ml/l)

* Informācija saskaņā ar ražotāja izsniegto datu lapu

Pieslēdziet atsevišķo detaļu dobumus un kanālus tieši pie tīrīšanas un definfekcijas ierīces. Lai tīrītu dobumus instrumentiem, ko nevar sadalīt daļās, bet kuriem ir tīrīšanas kanāls, tie jāpieslēdz pie tīrīšanas un dezinfekcijas ierīces tieši pie Līra tipa (luer lock) savienojuma.

Izvēloties tīrīšanas programmu, jāņem vērā, no kāda materiāla tīrāmais instruments ir ražots (piem., nerūsējošais tērauds medicīnas instrumentiem, hromētas virsmas, alumīnijs).

 **Jebkurā gadījumā jāņem vērā ierīces un tīrīšanas līdzekļa ražotāju norādījumi.**

Žāvēšana

! Ja nepieciešams, instruments pēc tīrīšanas ir manuāli jānožāvē.

Apkope, pārbaude un kopšana

Ļaujiet instrumentiem atdzist līdz istabas temperatūrai.

Notīrītajam un dezinficētajam instrumentam jāveic vizuāla pārbaude, pievēršot uzmanību, vai tas ir tīrs, pilnīgs, sauss un vai nav bojājumu.

Ja pārbaudes laikā tiek konstatēti netīrumi vai nogulsnes, instrumentam vēl vienu reizi jāveic pilna tīrīšanas un dezinfekcijas procedūra.

Ja pārbaudē instrumentam tiek konstatētas bojātas, nepilnīgas, korodējušas, saliekta, salauzta, ieplūsušas vai nolietotas daļas, tās jāatšķiro un jānomaina.

Ja instruments vēl ir mitrs, tas vēlreiz jāžāvē.

Samontējiet izjaukto instrumentu atbilstoši montāžas instrukcijai.

! PAJUNK® iesaka ar instrumentiem apieties rūpīgi un kopt tos, kā arī obligāti ņemt vērā lietošanas norādījumus, lai garantētu iespējami garāku dzīves ciklu. Instrumenta dzīves cikls lielā mērā atkarīgs no rūpīgas apiešanās un no attiecīgas kopšanas un apkopes.

Iepakojšanas sistēma

Izmantojiet tikai izplatītas un atļautas iepakojšanas sistēmas atbilstoši EN 868 2-10. daļai, EN ISO 11607 1+2. daļai, DIN 58953.

Sterilizācija

! Brīdinājums: Ja ir aizdomas par Kreicfelda-Jakoba slimību vai citu prionu izraisītu slimību, vai tāda ir konstatēta, instruments pēc vienreizējas lietošanas ir jāutilizē saskaņā ar valstī spēkā esošajiem normatīviem.

PAJUNK® ir validējis un atļāvis šādu sterilizācijas procedūru:

Sterilizācija ar tvaiku

Pilnībā samontētais instruments ir jāsterilizē saskaņā ar validētu tvaika sterilizācijas procedūru (piem., sterilizācijas ierīce atbilstoši DIN EN 285 un validācija atbilstoši DIN EN 17665-1).

Ja darbā tiek izmantota frakcionētā vakuuma metode, sterilizācija jāveic ar programmu 134 °C / 3 bar vismaz 5 minūtes (atbilstoši Roberta Koha institūta un Federālā Zāļu un medicīnas ierīču institūta ieteikumiem). Žūšanai nepieciešamas 30 minūtes.

Pirms to atkārtotas lietošanas, ļaujiet ierīcēm/instrumentiem atdzist līdz istabas temperatūrai.

Pēc sterilizācijas ar tvaiku uzglabājiet instrumentus tikai piemērotās, tam paredzētās tvertnēs.

Transportēšana uz lietošanas vietu

Transportēšanai izmantojiet piemērotas transportēšanas sistēmas.

Atkārtotas sagatavošanas ierobežojumi

Izstrādājuma dzīves cikla beigas ir atkarīgas no nodiluma, bojājumiem un lietošanas, kā arī rūpīgas apiešanās un piemērotas uzglabāšanas.

Bieža atkārtota sagatavošana atbilstoši norādēm, ko par sagatavošanu devis ražotājs, neietekmē instrumentu darba laudu.






Remonts

Izstrādājumi, ko paredzēts sūtīt atpakaļ PAJUNK® garantijas remonta veikšanai vai remonta veikšanai uz lietotāja rēķina, pirms sūtīšanas ir kārtīgi jānotīra un jāsterilizē. Pavaddokumentos vai uz iepakojuma jāatzīmē, ka izstrādājumi ir sterili.

Uzglabāšanas/lietošanas/transportēšanas noteikumi






Videi saudzīga lietošana/glabāšana

Vides nosacījumi

	Temperatūras ierobežojums	no 10 °C līdz 30 °C
	Gaisa mitrums, ierobežojums	no 20 % līdz 65 % (nekondensējošs)
	Gaisa spiediens, ierobežojums	no 700 hPa līdz 1060 hPa
	Glabāt sausā vietā	
	Sargāt no saules gaismas	

Nosūtīšanas noteikumi un videi saudzīga transportēšana

Vides nosacījumi

	Temperatūras ierobežojums	no 10 °C līdz 30 °C
	Gaisa mitrums, ierobežojums	no 20 % līdz 65 % (nekondensējošs)
	Gaisa spiediens, ierobežojums	no 700 hPa līdz 1060 hPa
	Glabāt sausā vietā	
	Sargāt no saules gaismas	

Normālos paredzamos vides apstākļos nav zināma nekāda būtiska mijiedarbība vai zaudējumi, ko var radīt magnētiskie lauki, ārēja elektriska ietekme, elektros-tatiskā izlāde, spiediens vai spiediena izmaiņas, termiskie aizdegšanās avoti vai paātrinājums.

Vispārīgas norādes

Izstrādājumi tiek ražoti saskaņā ar visā starptautiski spēkā esošajām bīstamo vielu vadlīnijām.



Detaļa, tips BF



Utilizējot detaļas un materiālus, ņemiet vērā vides aizsardzības un šķirošanas prasības, un nododiet otrreizējai pārstrādei. Ja medicīnas ierīce vairs netiek lietota, tā jāutilizē atbilstoši attiecīgajā valstī spēkā esošajām vides aizsardzības prasībām.



Par jebkādiem nopietniem incidentiem, kas radušies izstrādājuma lietošanas laikā, ir jāziņo ražotājam un lietotāja un/vai pacienta mītnes valsts atbildīgajām iestādēm.



PAJUNK® GmbH Medizintechnologie, Karl-Hall-Strasse 1, 78187 Geisingen, Vācija.

Marķējumā izmantoto simbolu skaidrojums



Ražotājs



Kataloga numurs



Nelietot, ja iepakojums ir bojāts



Glabāt sausā vietā



Gaisa mitrums, ierobežojums



Uzmanību!



Aizsardzība no strāvas trieciena, tips BF



Ražošanas datums



Partijas kods



Nesterils



Sargāt no saules gaismas



Temperatūras ierobežojums



Gaisa spiediens, ierobežojums



Ievērot lietošanas instrukciju



Izstrādājumu drīkst lietot tikai kvalificēts medicīniskais personāls saskaņā ar šo lietošanas instrukciju.



Neutilizēt kopā ar sadzīves atkritumiem



Padoms



Norāde, informācija



Izstrādājums atbilst Kopienas saskaņošanas likumdošanas prasībām, un to uzrauga noteikta iestāde



Ņemt vērā instrukcijas (SO 7010-M002)



Skaitis



Tulkojums



Medicīniska ierīce



XS190298B_Lettisch 2020-01-13



PAJUNK® GmbH
Medizintechnologie
Karl-Hall-Strasse 1
78187 Geisingen/ Vöckla
Tālrunis +49(0)7704 9291-0
Fakss +49(0)77049291-600
www.pajunk.com